


Magnetické kuličky MagSi-DNA 3.0

S křemičitým povrchem, pro izolaci nukleových kyselin z různých roztoků (krev, buňky, bakterie atd.)

- Ultrarychlá magnetická separace
- Precipitace s chaotropními solemi

Technické parametry

Velikost kuliček (průměr):	3,0 μm
Koncentrace:	20 mg/ml
Teplota skladování:	+4 °C



Objem (ml)	Katalogové číslo
2	R.1549.1
10	R.1549.2
100	R.1549.3