


Magnetické kuličky Roti®-MagBeads Streptavidin

Magnetické silikagelové kuličky pro izolaci biotin-vázajících biomolekul

- Pro čištění proteinů a peptidů, nukleových kyselin, protilátek aj. a pro pozitivní či negativní selekci buněk
- Vhodné pro široké spektrum pufrů a médií
- Vynikající vazebná kapacita 3-7 nmol/mg
- Magnetické vlastnosti umožňují snadné a rychlé promytí vzorku za cca 10 minut
- Kuličky jsou kompatibilní s downstreamovými aplikacemi jako je sekvenování a *in vitro* transkripce
- Pro okamžité použití

Technické parametry

Teplota skladování:	+4 °C
Koncentrace:	10 ±0,5 mg/ml
Průměrná velikost kuliček:	1 µm (0,7-1,4 µm)
Množství kuliček:	6-12 x 10 ⁹ kuliček/ml
Obsah magnetického železa:	≥50 %
Suspenze :	v PBS (pH 7,4); 0,05 % Tween® 20; 0,05 % azid sodný



Magnetické kuličky Roti®-MagBeads Streptavidin

Objem balení	Katalogové číslo
50 µl	R.HP57.2