

Makropipeta fixní automatická ACURA 835F | SOCOREX

Pipeta s pevně nastaveným objemem pro dávkování 2 až 10 ml

- Barevně kódované okénko displeje a dávkovací knoflík, možnost vlastní barevné kombinace
- Plně autoklávovatelné v sestaveném stavu, bez nutnosti recalibrace
- Jednoduchá kalibrace pomocí zabudovaného klíče, zámek nastavené hodnoty
- Individuální kontrolní certifikát, záruka 3 roky
- Přestavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček
- Velmi lehké pipety s dokonalým ergonomickým tvarem



Makropipeta fixní automatická ACURA 835F

Objem (ml)	Přesnost (%)	Reprodukovatelnost (%)	Typ špičky	Katalogové číslo
2,0	$< \pm 0,5$	$< 0,2$	5 ml	S835020
2,5	$< \pm 0,8$	$< 0,5$	5 ml	S835025
5,0	$< \pm 0,6$	$< 0,3$	5 ml	S835050
10,0	$< \pm 0,5$	$< 0,2$	10 ml	S835100