

Malá stolní centrifuga CD-0412-50 | Phoenix Instrument

Kompaktní nízkoobrátková nechlazená centrifuga pro 15 a 50 ml zkumavky typu Falcon

- Úhlový rotor (54 °) s šesti otvory pro 50 ml a šesti otvory pro 15 ml plastové zkumavky
- Současně lze centrifugovat buď zkumavky 50 ml nebo 15 ml
- Velký podsvícený LCD displej pro otáčky, hodnotu přetížení a čas
- Odpočítávání nastavené doby začne až po dosažení zvolených otáček
- Jednoduché, intuitivní ovládání, akustický alarm, tlačítko PULSE krátkého běhu
- Zámek víka a funkce automatického uvolnění víka
- Automatický diagnostický program pro monitorování všech funkcí centrifugy

Technické parametry

Maximální kapacita:	6 x 15 ml nebo 6 x 50 ml
Nastavitelné otáčky :	300-4 000 ot/min s krokem 100 ot/min
Maximální přetížení úhlových rotorů:	1 800 x g
Časovač :	30 vteřin až 99 min, kontinuální běh
Hlučnost:	max 54 dB (A)
Napájení:	100-240 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v):	300 x 350 x 200 mm
Hmotnost:	6 kg



Malá stolní centrifuga CD-0412-50

Popis	Katalogové číslo
Stolní centrifuga CD-0412-50	R.KEC8.1