

Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar (základ)Pro počítání a izolaci *Bacillus cereus* v potravinách, podle Mossela**Technické parametry**

pH:	7,1 ± 0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z masa; 10 g chloridu sodného; 10 g D-manitolu; 1 g hovězího extraktu; 0,025 g fenolové červeně; 12 g agaru
Aplikace:	43 g na 1 l média; po vychladnutí přidat 100 ml emulze z vaječného žloutku (R.0402.1) a 2 vialky (2 × 5 ml) <i>Bacillus cereus</i> suplementu (R.4856.1)

*Bacillus cereus*

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.5765.1

Synonymum: MYP Agar, *Bacillus cereus* Selective Agar