

Mannitol Salt Agar

Pro izolaci patogenních druhů stafylokoků

Technické parametry

pH:	7,1 ± 0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g pankreaticky štěpeného kaseinu; 5 g peptonu; 1 g hovězího extraktu; 75 g chloridu sodného; 10 g D-manitolu; 0,025 g fenolové červeně; 15 g agaru
Aplikace:	111 g na 1 l média; lze přidat emulzi z vaječného žloutku (R.0402.1 , finální koncentrace 5 %)

*Staphylococcus aureus*

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL81.1

Synonymum: Chapman Agar, Mannitol Salt Agar