

## Maxi ubrousky napuštěné alkoholem k čištění a dezinfekci ploch a předmětů

Čistící a dezinfekční maxi ubrousky v praktickém uzavíratelném boxu

- Dezinfikovatelná plocha: cca 1 m<sup>2</sup>/ubrousek
- Testovaná snášenlivost materiálů: PVC, pryž EPDM, silikon, latex, polysulfonové sklo, polyuretan, mosaz, hliník, měď, ušlechtilá ocel
- Účinné proti: Grampozitivním a gramnegativním bakteriím, včetně kmenů rezistentních na antibiotika, kvasinkám, tuberkulózním bakteriím, mykobakteriím, rotavirům, obaleným virům plus norovirům a adenovirům

### Technické parametry

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Účinné látky ve 100 g roztoku: | etanol 25 g, propan-1-ol 24 g |
| Rozměry ubrousku:              | 380 x 200 mm                  |
| Bezp. věty (GHS):              | H226-H319-H336                |



Maxiubrousky alkoholové k dezinfekci

| Popis                                                                     | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Maxi ubrousky napuštěné alkoholem k čištění a dezinfekci ploch a předmětů | 110         | L034771          |