

**Maximum recovery roztok**

Pro homogenizaci a ředění mikrobiálních vzorků

**Technické parametry**

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Certifikáty:         | DIN 10162, LMBG, DIN EN ISO 6887-1        |
| pH:                  | 7,2 ±0,2                                  |
| Teplota skladování:  | +20 °C                                    |
| Složení (na 1 litr): | Chlorid sodný 8,5 g; Pepton z kaseinu 1 g |
| Aplikace:            | 9,5 g na 1 l média                        |

| Popis             | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|-------------------|--------|-------|------------------|
| pro mikrobiologii | 500 g  | plast | R.5766.1         |