

Médium DMEM : F12 ROTI®-CELL, s L-glutaminem, pyruvátem a HEPES

Médium pro analýzu hormonů a růstových faktorů v buňčných kulturách

- Kombinuje bohatost média F12 a vyšší koncentrace složek média DMEM
- Médium vhodné pro "clonal density cultures"
- Skladování při +4 °C



Médium DMEM : F12 ROTI®-CELL

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium DMEM : F12 ROTI®-CELL, s L-glutaminem, pyruvátem a HEPES	500 ml	R.9031.1