

Médium King's B (základ)Pro potvrzení *Pseudomonas aeruginosa* ve vzorcích vody**Technické parametry**

Certifikáty:	ISO 16266:2008
pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g peptonu; 1,5 g hydrogenfosforečnanu draselného; 1,5 g síranu hořečnatého; 15 g agaru
Příprava:	38 g na 990 ml agaru, přidat 10 ml glycerolu

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CP64.1