

Médium MEM (E-MEM, MEM Eagle, Minimum Essential Media - Eagle)

Minimální Esenciální Médium (E-MEM) pro široké spektrum savčích buněčných typů.

- Variantně buď s Hanksovémi, nebo Earlovými solemi.

MEM Alpha Eagle**Technické parametry**

Teplota skladování: 2°C až 8°C

MEM Eagle s Earle's BSS s L-glutaminem

- Joklikova modifikace pro suspenzní kultivace

Technické parametry

Teplota skladování: 2°C až 8°C

MEM Eagle s Earle's BSS bez L-glutaminu**Technické parametry**

Teplota skladování: médium s pyruvátem (kat.č. D/12-662F) skladovat při teplotě 2°C až 8°C ostatní 15°C až 30°C

MEM Eagle s Hanks' BSS bez L-glutaminu

- MEM s Hanksovémi solemi nevyžaduje atmosféru obohacenou CO₂

Technické parametry

Teplota skladování: 15°C až 30°C