

Médium MEM Eagle / Earle's ROTI®-CELL

Médium pro široké spektrum savčích buněk

- Vhodné pro kultivaci široké škály savčích buněčných linií a primárních buněk, včetně transfekovaných buněk
- Obsahuje Earlovy soli a vysokou koncentraci aminokyselin
- Médium nezamrazujte a skladujte chráněné před světlem
- Po otevření spotřebujte do 6-8 týdnů
- Podrobné složení naleznete v příložené specifikaci

Technické parametry

Teplota skladování:	+2 až +8 °C
Koncentrace glukózy:	1,0 g/l



Médium MEM Eagle / Earle's ROTI®-CELL

Médium MEM Eagle / Earle's ROTI®-CELL s L-glutaminem

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium MEM Eagle / Earle's ROTI®-CELL s L-glutaminem	500 ml	R.9044.1

Médium MEM Eagle / Earle's ROTI®-CELL s teplotně stabilním L-glutaminem

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium MEM Eagle / Earle's ROTI®-CELL s teplotně stabilním L-glutaminem	500 ml	R.1TE6.1

Médium MEM Eagle / Earle's ROTI®-CELL bez L-glutaminu

Popis	Balení	Katalogové číslo
-------	--------	------------------

Médium MEM Eagle / Earle's ROTI®-CELL bez L-glutaminu	500 ml	R.9047.1
---	--------	----------