

Médium RPMI-1640

RPMI médium má obecné použití s řadou aplikací pro savčí buňky, především pro hematopoetické buňky

RPMI 1640 s L-glutaminem

- Medium bylo vyvinuto pro kultivaci normálních lidských leukocytů
- Může být použito pro suspenzní a jednovrstvé savčí kultury
- RPMI 1640 Medium může být použito pro různé buněčné linie a primární buňky, jako jsou buňky krve/krvetvorby

Technické parametry

Teplota skladování:

2°C až 8°C

RPMI 1640 s UltraGlutaminem

Technické parametry

Teplota skladování:

15°C až 30°C

RPMI 1640 bez L-glutaminu

Technické parametry

Teplota - rozsah:

15°C až 30°C
