


Médium Slanetz-Bartley (s tetrazolium chloridem)

Pro detekci a počítání intestinálních enterokoků ze vzorků vody

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H302-H412
Certifikáty:	DEV, ISO 7899-2:2000
pH:	7,2 ±0,1
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g tryptózy; 5 g kvasničného extraktu; 2 g glukózy; 4 g hydrogenfosforečnanu draselného; 0,4 g azidu sodného; 0,1 g tetrazolium chloride; 10 g agaru
Aplikace:	41,5 g na 1 l agaru; sterilizovat filtrací, nelze autoklávovat

*Enterococcus faecalis*

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CP68.1