

METAFOSFOREČNAN SODNÝ

polyfosfát sodný

CAS: 68915-31-1**HEXAMETAFOSFOREČNAN SODNÝ****Vzorec:** $(\text{NaPO}_3)_{12-13} \cdot \text{Na}_2\text{O}$

Čistota	Balení	Katalogové číslo
65 - 70 % P_2O_5 , čistý	1 kg	H 22301

METAFOSFOREČNAN SODNÝ

kyselý

Vzorec: $(\text{NaPO}_3)_n$ **Technické parametry**Molekulová hmotnost: $(101,97)_n$

Čistota	Balení	Katalogové číslo
extra čistý	1 kg	R.4356.1
extra čistý	5 kg	R.4356.2
extra čistý	25 kg	R.4356.5