

METHYLALKOHOL ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

methanol


CAS: 67-56-1

Vzorec: CH₄O

- Velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota
- Vhodné pro použití v organické syntéze a v syntéze a analýze DNA
- Plněno pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	32,04
Hustota:	0,79 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H301+H311+H331-H370



METHYLALKOHOL ROTIDRY®, max 50 ppm H₂O

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,0005 meq/g
Odparek:	max 0,0005 %
Barva (Hazen) :	max 10

Balení	Katalogové číslo
1 l	R.AE01.1
2.5 l	R.AE01.2

Aby zůstala ROTIDRY® rozpouštědla suchá i po otevření a během skladování, doporučujeme použití [molekulových sít](#) jako sušidla během skladování.

METHYALKOHOL ROTIDRY® Sept, max 50 ppm H₂O

Láhev je opatřená septem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,002 %
Odparek:	max 0,0005 %
Barva (APHA) :	max 10

Balení	Katalogové číslo
250 ml	R.5181.1