

Míchačka magnetická s topením digitální řady SHP-200D – COLE-PARMER STUART

Míchačky řady SHP-200D s digitálním displejem a s antimikrobiální ochranou BioCote®

- Displej pro kontrolu teploty povrchu topné ploténky
- Při použití s teplotním regulátorem SCT1 umožňuje přesnou kontrolu teploty ohřívané kapaliny
- Model SHP-200D-C se sklokeramickým povrchem s vynikající chemickou odolností a vyšší povrchovou teplotou
- Model SHP-200D-S s robustní deskou z hliníkové slitiny (Al/Si) s vynikajícím přenosem tepla
- Vyšší příkon modelu SHP-200D-S umožňuje rychlý ohřev
- Dno míchačky tvarované pro podsunutí desky laboratorního stojanu, otvor pro zašroubování přídržovací tyče
- Kontrolka horkého povrchu - svítí při teplotě vyšší než 50 °C
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Maximální objem míchané kapaliny:	15 litrů vody
Otáčky:	100-2 000 ot/min
Rozměry ploténky:	150 x 150 mm
Napájení:	230 V, 50 Hz
Rozměry (š x h x v):	180 x 225 x 122 mm
Hmotnost:	2,9 kg

Model	Materiál topné desky	Vyhřívaná plocha (mm)	Max. teplota (°C)	Příkon (W)	Tepelný výkon (W)
SHP-200D-C	sklokeramika	120 x 120	450	550	500
SHP-200D-S	Al slitina	150 x 150	325	750	700



Míchačka magnetická s topením digitální řady SHP-200D-C



Míchačka magnetická s topením digitální řady SHP-200D-S

Model	Topná deska	Katalogové číslo
SHP-200D-C	sklokeramika	S001215
SHP-200D-S	Al slitina	S001210
Přídržovací tyč SR1 (600 x 12 mm)	Přídržovací tyč SR1 (600 x 12 mm)	S009164