

Míchačka magnetická s topením digitální řady 162 | STUART

Míchačky pro přesnou kontrolu nastavené teploty a rychlosti míchání s antimikrobiální ochranou BioCote®

- Externí imerzní sonda krytá PTFE zaručuje přesnou kontrolu teploty v míchané kapalině
- Model CD 162 se sklokeramickým povrchem s vynikající chemickou odolností a vyšší povrchovou teplotou
- Při odpojení externí sondy lze na displeji přesně nastavit teplotu povrchu ploténky
- Digitální nastavení otáček a teploty, nastavená nebo aktuální hodnota se zobrazuje na LCD displeji
- Model SD 162 s robustní deskou z hliníkové slitiny (Al/Si) s velmi dobrou teplotní homogenitou
- Ochrana proti přehřátí automaticky vypne topení v případě překročení nastavené teploty o 20 °C
- Kontrolka horkého povrchu - svítí při teplotě vyšší než 50 °C
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	15 litrů vody
Otáčky:	200-1300 ot/min
Rozměry ploténky:	160 x 160 mm
Nastavení teploty:	po 1 °C
Maximální teplota externí sondy:	200 °C
Teplotní přesnost (při použití externí sondy):	+mn0,5 °C
Napájení:	230 V, 50 Hz
Rozměry (š x h x v):	190 x 300 x 110 mm
Hmotnost:	3,4 kg



Míchačka magnetická s topením digitální řady 162

Model	Povrch	Max. teplota (°C)	Příkon (W)	Katalogové číslo
CD 162	keramika	450	500	S004162
SD 162	Al slitina	300	700	S009162

Míchačky se dodávají s teplotní PTFE sondou a 2 ks magnetických míchadel krytých PTFE délky 25 mm.

Příslušenství pro digitální míchačky