

Míchačka překlápěcí Rotator DR-200 | COLE-PARMER STUART

Překlápěcí míchačka s výměnnými nastavci pro různé míchané nádoby

- Překlápěcí "end-over-end" pohyb promíchává obsah nádobek
- Snadné nasazení nastavců na samostatnou motorovou jednotku
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Maximální zatížení:	3 kg
Otáčky:	6-60 ot/min
Časovač :	10-60 minut nebo kontinuálně
Rozměry (š x h x v):	650 x 250 x 250 mm
Napájení:	230 V, 50 Hz, 50 W
Hmotnost:	6,4 kg



Motorová jednotka pro míchačku DR-200

Popis	Katalogové číslo
Motorová jednotka pro míchačku DR-200	S807400

Výměnný nástavec pro zkumavky

Kovový čtyřhranný nástavec pro uchycení držáků na zkumavky

Technické parametry

Kapacita :	4 držáky na zkumavky
------------	----------------------

Popis	Katalogové číslo
Nástavec pro zkumavky	S807491
Držák pro 12 zkumavek průměru 12 mm	S807191
Držák pro 10 zkumavek průměru 16 mm	S807192

Držák pro 8 zkumavek průměru 19 mm	S807193
Držák pro 7 zkumavek průměru 24 mm	S807194



Výměnný nástavec pro zkumavky

Výměnný nástavec pro mikrozkušavky

Držák pro uchycení 4 stojánků na mikrozkušavky 1,5 ml

Technické parametry

Kapacita : 4 stojánky pro 60 mikrozkušavek

Popis	Katalogové číslo
Nástavec pro mikrozkušavky se čtyřmi stojánky	S807495
Náhradní stojánek pro 60 mikrozkušavek	S812201



Výměnný nástavec pro 2 láhve

Nástavec se 2 plošinami pro kónické nebo reagenční láhve 250 ml

Technické parametry

Kapacita : 2 láhve 250 ml

Popis	Katalogové číslo
Výměnný nástavec pro 2 láhve	S807492



Výměnný nástavec pro 2 láhve

Výměnný nástavec pro 4 láhve

Nástavec z plexiskla se 4 segmenty pro láhve

- Rotační pohyb ležících lahví umožňuje šetrné promíchání jejich obsahu

Technické parametry

Kapacita :	4 láhve max. průměr 120 mm
Maximální rozměry lahví:	výška 300 mm, průměr 120 mm

Popis	Katalogové číslo
Výměnný nástavec pro 4 láhve	S807494



Výměnný nástavec pro 4 láhve