

Míchačka rotační Rotator Genie® | SCIENTIFIC INDUSTRIES

Univerzální překlápěcí míchačka pro míchání obsahu mikrozkušavek, kultivačních a dalších typů zkumavek a nádobek

- Míchačka s nastavitelnou rychlostí otáček a snadno vyměnitelnými plošinami
- Standardní plošinu lze natočit o 90° pro volbu různých typů míchání, obě plošiny lze použít oboustranně
- Standardní plošina s gumovými úchyty pro uchycení zkumavek a nádobek
- Magnetická plošina pro speciální pružné držáky zkumavek, sáčků, odměrných baněk a lahvíček
- Míchačku lze použít v chlazených prostorech a inkubátorech

Technické parametry

Rychlost otáček:	5-35 ot/min
Rozměr standardní plošiny:	260 x 260 mm
Rozměr magnetické plošiny:	290 x 315 mm
Pracovní teplota:	0 až 38 °C
Max. pracovní vlhkost:	95 % RH
Napájení:	230 V, 50 Hz
Celková výška s plošinou v horizontální poloze:	290 mm
Celkové rozměry (š x h x v):	400 x 400 x 175 mm
Hmotnost:	5,2 kg



SI-2100 se standardní plošinou



SI-2200 s magnetickou plošinou

Popis	Model	Katalogové číslo
Míchačka Rotator Genie	SI-2100 se standardní plošinou	Q532102
Míchačka Rotator Genie	SI-2200 s magnetickou plošinou	Q532202

Model SI-2100 se dodává se standardní plošinou a gumovými úchyty

Model SI-2200 se dodává s magnetickou plošinou, speciální držáky je nutno objednávat samostatně

Výměnné plošiny pro míchačky Rotator Genie

Míchačku lze doplnit druhou plošinou

- Držáky pro magnetickou plošinu objednávejte samostatně

Technické parametry

Rozměr standardní plošiny: 260 x 260 mm

Rozměr magnetické plošiny: 290 x 315 mm

Popis	Katalogové číslo
Standardní plošina s gumovými úchyty	Q532110
Magnetická plošina	Q532210



Standardní plošina s gumovými úchyty



Magnetická plošina

Držáky pro magnetickou plošinu

Technické parametry

Maximální kapacita plošiny: 12 držáků zkumavek

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Držák s 12 úchyty pro zkumavky 10-13 mm	6	Q531120
Držák s 6 úchyty pro zkumavky 15-17 mm	6	Q531121
Držák s 3 úchyty pro zkumavky 28-30 mm	6	Q531122
Magnetický úchyt pro sáčky 75x75 mm	16	Q531126
Univerzální držák	2	Q531134
Držák pro 4 odměrné baňky 100 ml	1	Q531136

