

Míchačka zkumavek rotační TR-200 a TR-200D | COLE-PARMER STUART

Pro extrakci, hematologii a šetrné míchání buněčných suspenzí

- Antimikrobiální ochrana BioCote zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Možnost umístit v termostatu i lednici
- Provedení s konstantními otáčkami 20 ot./min - model TR-200
- Digitálně nastavitelné otáčky 2-40 ot./min a časový spínač 1-999 min - model TR-200D
- Snadná výměna držáků zkumavek pro překlápěcí i kruhový pohyb
- Stojan tvarovaný jako miska pro případ odkapávání
- Míchačky dodáváme bez držáků zkumavek, vhodný typ držáku prosím objednejte samostatně

Technické parametry

Úhel náklonu:	0-180°
Provozní teplota:	+4 až 60 °C
Rozměry (š x h x v):	225 x 310 x 290 mm
Hmotnost:	5,2 kg



Míchačka zkumavek rotační TR-200



Míchačka zkumavek rotační TR-200D



Míchačka zkumavek rotační TR-200D s nasazeným držákem na zkumavky

Popis	Otáčky	Katalogové číslo
Model TR-200	20 ot/min	R954971
Model TR-200D	2-40 ot/min	R955071

Držák zkumavek pro míchačky řady TR-200

Výměnné držáky s překlápěcím nebo kruhovým pohybem zkumavek

Pohyb	Popis	Průměr zkumavek (mm)	Kapacita	Katalogové číslo
Překlápěcí	Držák na mikrozkmavky 1,5 ml	10-11,5	40	R955171
Překlápěcí	Držák na zkumavky (např. 15 ml)	9-20	20	R955271
Překlápěcí	Držák na centrifugační zkumavky 50 ml	25-35	12	R955371
Kruhový	Držák na kultivační zkumavky	12	63	R955471
Kruhový	Držák na kultivační zkumavky	16	63	R955571
Kruhový	Držák na kultivační zkumavky	26	30	R955579



Míchačka SB2 a výměnné držáky zkumavek