

Mikro modul jednokanálový

Výměnný modul pro elektronické pipety ACURA 926, 936 a 956



Jednokanálové moduly pro 10 a 100 µl s krátkým a dlouhým kónusem



Jednokanálové moduly pro 20 a 1000 µl s krátkým a dlouhým kónusem

Krátký kónus		Dlouhý kónus	
Rozsah (µl)	Katalogové číslo	Rozsah (µl)	Katalogové číslo
0,1 - 2	S860000	0,1 - 2	S850000
0,5 - 10	S860001	0,5 - 10	S850001
1 - 20	S860002	1 - 20	S850002
2,5 - 50	S860005	2,5 - 50	S850005
5 - 100	S860010	5 - 100	S850010
10 - 200	S860020	10 - 200	S850020
50 - 1 000	S860100	50 - 1 000	S850100

*Kónus pro špičky 200 µl