

Mikrobyreta dle Banga třídy AS s bočním kohoutem s PTFE kladívkem

Bangova mikrobyreta se standardní stupnicí nebo Schellbachovým pruhem

- Jemné dělení v setinách mililitrů
- Válcový zásobník titrantu a přepouštěcí kohout
- Stupnice se Schellbachovým modrým pruhem usnadňuje odečítání menisku

Technické parametry

Materiál:

borosilikátové sklo



Mikrobyreta dle Banga třídy AS s bočním kohoutem s PTFE jádrem

Se standardní stupnicí				Se Schellbachovým pruhem			
Jmenovitý objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Jmenovitý objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	0,01	1	L064314	1	0,01	1	L059314
2	0,01	1	L064316	2	0,01	1	L059316
3	0,02	1	L064517	3	0,02	1	L059517
5	0,02	1	L064518	5	0,02	1	L059518