

Mikrobyreta dle Banga třídy AS s bočním kohoutem se skleněným kladívkem

Bangova mikrobyreta se standardní stupnicí nebo Schellbachovým pruhem

- Jemné dělení v setinách mililitrů
- Válcový zásobník titrantu a přepouštěcí kohout
- Stupnice se Schellbachovým modrým pruhem usnadňuje odečítání menisku

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Mikrobyreta dle Banga třídy AS s bočním skleněným kohoutem

Se standardní stupnicí				S Schellbachovým pruhem			
Jmenovitý objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Jmenovitý objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	0,01	1	L062314	1	0,01	1	L057314
2	0,01	1	L062316	2	0,01	1	L057316
3	0,02	1	L062517	3	0,02	1	L057517
5	0,02	1	L062518	5	0,02	1	L057518