

Mikrobyreta dle Banga třídy AS s přímým kohoutem s PTFE kladívkem

Bangova mikrobyreta se standardní stupnicí nebo Schellbachovým pruhem

- Jemné dělení v setinách mililitrů
- Válcový zásobník titrantu a přepouštěcí kohout
- Stupnice se Schellbachovým modrým pruhem usnadňuje odečítání menisku

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Mikrobyreta dle Banga třídy AS s přímým kohoutem s PTFE jádrem

Se standardní stupnicí				Se Schellbachovým pruhem			
Jmenovitý objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Jmenovitý objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	0,01	1	L063314	1	0,01	1	L058314
2	0,01	1	L063316	2	0,01	1	L058316
3	0,02	1	L063517	3	0,02	1	L058517
5	0,02	1	L063518	5	0,02	1	L058518