

Mikrocentrifuga s jedním rotorem

Stolní centrifuga pro malé objemy

- Model pro mikrozkušavky, nebo model pro PCR stripy
- Adaptéry pro 0,5ml zkumavky ako příslušenství mikrocentrifugy 6 x 1,5/2 ml
- Vypínač na boku centrifugy

Technické parametry

Kapacita modelu pro mikrozkušavky:	6 mikrozkušavek 1,5/2 ml
Kapacita modelu pro PCR stripy:	2 x 8 mikrozkušavek 0,2 ml
Počet otáček:	6 000 ot/min (2000 x g)
Rozměry (š x h x v):	130 x 150 x 120 mm
Hmotnost:	494 g



Mikrocentrifuga pro 6 x 1,5 ml



Mikrocentrifuga Strip-Fuge (pro PCR stripy)

Typ	Katalogové číslo
Mikrocentrifuga pro 6 x 1,5 ml	R046471
Mikrocentrifuga Strip-Fuge (pro PCR stripy)	R046571