

Mikrocentrifuga se dvěma rotory

Snadno ovladatelná stolní centrifuga pro malé objemy

- Adaptéry pro 0,5ml zkumavky jako příslušenství rotoru pro mikrozukmavky
- Vypínač na boku centrifugy
- Snadno vyměnitelné rotory pro mikrozukmavky 1,5/2,0 ml a PCR stripy

Technické parametry

Kapacita rotoru pro mikrozukmavky:	6 mikrozukmavek 1,5/2,0 ml
Kapacita rotoru pro PCR stripy:	2 × 8 mikrozukmavek 0,2 ml
Počet otáček:	6 000 ot/min (2 000× g)
Rozměry (š x h x v):	130 × 137 × 120 mm
Hmotnost:	495 g



Mikrocentrifuga se dvěma rotory

Popis	Katalogové číslo
Mikrocentrifuga "Uni-fuge"	R740971

Centrifuga "Uni-fuge" se dodává s oběma rotory a adaptéry pro mikrozukmavky 0,5 ml