

Mikrodávkořač Piccolo | VITLAB

Autoklávovatelná náhraďa pipet pro velké série dávkování objemů 100 až 2 000 µl

- Fixní nastavení jednoho nebo dvou objemů v rozsahu 100 až 2 000 µl
- Nasazení na lahvičku GL 28, otočné hrdlo o 360° pro snazší manipulaci
- Snadné ovládání jednou rukou



Model	Objem (µl)	Katalogové číslo
Jeden objem	100	W501020
Jeden objem	200	W503020
Jeden objem	250	W503025
Jeden objem	500	W504020
Jeden objem	1 000	W506020
Dva objemy	100/250	W521020
Dva objemy	500/1 000	W522020
Dva objemy	1 000/2 000	W523020

Příslušenství

Popis	Katalogové číslo
Lahvička 100 ml, hnědá, potažená plastem	W007201