

Mikropipeta jednokanálová automatická nastavitelná CALIBRA 822 | SOCOREX

Vysoce přesná nastavitelná automatická pipeta pro dávkování od 2 do 1000 µl

- Individuálně kalibrované pipety s kalibračním certifikátem
- Snadná kalibrace uživatelem
- Úzký integrovaný vyhazovač špiček
- Záruka 3 roky
- Ergonomická konstrukce odolávající nárazům
- Vysoká chemická odolnost použitých materiálů
- Přesné digitální nastavení objemu otáčením o nakalibrované kroky
- Dvě úrovně nastavení - rychlé nastavení hlavního objemu, jemné nastavení pouze v případě potřeby
- Dlouhodobá stabilita nastaveného objemu
- Možnost opakovaně autoklávovat kompletně sestavenou pipetu

Technické parametry

Objem (µl)	Přesnost při minimálním objemu	Přesnost při maximálním objemu	Reprodukovatelnost při minimálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu
2 - 20	< ±2,5 %	< ±1,0 %	< 1,7 %	< 0,5 %
20 - 200	< ±1,5 %	< ±0,6 %	< 0,6 %	< 0,2 %
100 - 1 000	< ±1,5 %	< ±0,5 %	< 0,5 %	< 0,2 %



Jednokanálová automatická nastavitelná mikropipeta Calibra

Objem (µl)	Dělení (µl)	Typ špičky (µl)	Katalogové číslo
2 - 20	0,1	200 (žlutá)	S822020
20 - 200	1	200 (žlutá)	S822200
100 - 1 000	5	1 000 (modrá)	S822110