

Mikropipeta jednobáňová elektronická ACURA 926 | SOCOREX

Mikroprocesorem řízená pipeta pro dávkování mikrolitrových objemů v rozsahu 0,5 až 1000 µl

- Pipety s krátkým a úzkým kónusem pro dávkování mikrolitrových objemů v rozsahu 0,5 až 1000 µl
- Modul s krátkým kónusem lze vyměnit za verzi s dlouhým kónusem
- Jednoduché a intuitivní programování, jednoduché ergonomické ovládání
- Software pro přímé a reverzní pipetování, krokové dávkování, promíchávání a ředění
- Velký displej přepínatelný pro čtení zprava i zleva
- Přestavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček
- Tři nastavitelné rychlosti dávkování, počítání pipetovacích cyklů
- Rychlá výměna samostatného NiMH bateriového modulu v držadle pipety
- Dvoubodová nebo třibodová kalibrace, indikátor nabití baterie, počítání pipetovacích cyklů

Technické parametry

Základní sada Acura-electro: obsahuje pipetu, nabíjecí stojánek, rychlonabíjecí zdroj a náhradní bateriový modul

Acura-electro pipeta: dodáváme s QC certifikátem a návodem k obsluze, nutno objednat některý nabíjecí systém

Rozsah (µl)	Reprodukovatelnost při 10% nominálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu	Přesnost při 10% nominálním objemu	Přesnost při maximálním objemu
0,1 - 2	< ±2,5 %	< ±0,9 %	< 2,5 %	< 0,8 %
0,5 - 10	< ±1,2 %	< ±0,6 %	< 1,5 %	< 0,35 %
0,5 - 10*	< ±1,2 %	< ±0,6 %	< 1,7 %	< 0,4 %
1 - 20	< ±1,2 %	< ±0,5 %	< 1,2 %	< 0,3 %
2,5 - 50	< ±1,0 %	< ±0,5 %	< 0,7 %	< 0,25 %
5 - 100	< ±1,0 %	< ±0,5 %	< 0,7 %	< 0,2 %
10 - 200	< ±1,0 %	< ±0,4 %	< 0,6 %	< 0,15 %
50 - 1 000	< ±0,8 %	< ±0,4 %	< 0,4 %	< 0,1%



Jednobáňové mikropipety model 926



Jednobáňové elektronická mikropipeta - základní sada

Rozsah (μl)	Krok (μl)	Typ špičky	Katalogové číslo	Rozsah (μl)	Krok (μl)	Typ špičky	Katalogové číslo
0,1 - 2	0,01	mikro 10	S926090	0,1 - 2	0,01	mikro 10	S926000
0,5 - 10	0,05	mikro 10	S926091	0,5 - 10	0,05	mikro 10	S926001
0,5 - 10	0,05	200	S926911	0,5 - 10	0,05	200	S926011
1 - 20	0,1	200	S926092	1 - 20	0,1	200	S926002
2,5 - 50	0,25	200	S926095	2,5 - 50	0,25	200	S926005
5 - 100	0,5	200	S926910	5 - 100	0,5	200	S926010
10 - 200	1,0	200	S926029	10 - 200	1,0	200	S926020
50 - 1 000	5,0	1000	S926199	50 - 1 000	5,0	1000	S926100

*Kónus pro 200μl špičky