

Mikropipeta vícekanálová automatická nastavitelná CALIBRA 852 | SOCOREX

Vysoce přesné 8 a 12kanálové nastavitelné automatické pipety pro dávkování od 1 do 200 µl

- Úzký integrovaný vyhazovač špiček
- Snadná kalibrace uživatelem
- Individuálně kalibrované pipety s kalibračním certifikátem
- Záruka 3 roky

Technické parametry

Počet kanálů	Objem (µl)	Přesnost při minimálním objemu	Přesnost při maximálním objemu	Reprodukovatelnost při minimálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu
8	1 - 10	< ±3,5 %	< ±1,5 %	< 3,0 %	< 1,0 %
8	10 - 100	< ±1,0 %	< ±0,7 %	< 1,0 %	< 0,4 %
8	20 - 200	< ±0,9 %	< ±0,7 %	< 0,6 %	< 0,3 %
12	10 - 100	< ±1,0 %	< ±0,7 %	< 1,0 %	< 0,4 %
12	20 - 200	< ±0,9 %	< ±0,7 %	< 0,6 %	< 0,3 %



Vícekanálová automatická nastavitelná pipeta Calibra

Počet kanálů	Objem (µl)	Dělení (µl)	Typ špičky (µl)	Katalogové číslo
8	1 - 10	0,05	10 (mikro Gilson)	S852801
8	10 - 100	0,05	200 (žluté)	S852810
8	20 - 200	1,0	200 (žluté)	S852820
12	10 - 100	0,05	200 (žluté)	S852910
12	20 - 200	1,0	200 (žluté)	S852920

*Typ Gilson