

Mikroskop kapesní

Jednoduchý kapesní mikroskop

- Ostření a osvětlení pozorovaného pole

Technické parametry

Zvětšení :	30 x
Napájení:	2 x 1,5 V baterie AA
Rozměry (š x h x v):	20 x 45 x 140 mm



Mikroskop kapesní

Popis	Katalogové číslo
Kapesní mikroskop	R638771
Baterie AA 1,5 V (2 ks)	R102251

Mikroskop se dodává bez baterií, nutno objednat samostatně