

Mikrozkumavka centrifugační 2,0 ml se speciálním dnem

Autoklárovatelná centrifugační mikrozkumavka s připojeným plochým, dobře těsnícím víčkem a stupnicí

- Speciálně tvarované zúžené dno je ideální pro vzorky vytvářející pelety
- Lze centrifugovat ve standardních rotorech pro 2,0 ml zkumavky
- Víčko se ztenčeným středem pro snadné propíchnutí
- Bez RNáz, DNáz, inhibitorů PCR, lidské DNA a endotoxinů

Technické parametry

Maximální přetížení úhlových rotorů:	15 000 × g
Teplotní rozsah:	−80 až +121 °C
Materiál:	čirý PP



Mikrozkumavka centrifugační 2,0 ml se speciálním dnem

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Mikrozkumavka 2,0 ml se speciálně tvarovaným dnem	1000	R570861