

Mikrozkumavka centrifugační s KlikLok uzávěrem s prohlubní 5,0 ml | SIMPORT

Mikrozkumavka s uzávěrem pro bezpečné uchování vzorků a prostorem pro barevné označení víčka

- Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, DNA a PCR inhibitorů a pyrogen-free
- Vyrobeny z vysoce kvalitního, transparentního polypropylenu
- Ve středu víčka je prostor pro označení mikrozkumavky pomocí vložení barevného insertu (viz [Inserty do víček | SIMPORT](#))
- Ztenčený střed víčka pro snadné propíchnutí jehlou
- Precizní utěsnění víčka pro minimalizaci ztrát způsobených odpařováním při dlouhodobém skladování
- Autoklávatelné při otevření po dobu 20 min

Technické parametry

Materiál:	PP (Polypropylen)
Maximální přetížení úhlových rotorů:	25 000 g
Teplotní rozsah:	−196 až +121 °C (nelze ponořit do tekutého dusíku)
Dělení orientační stupnice:	0,5 ml



Barva	Sterilita	Balení (ks)	Katalogové číslo
čirá	Nesterilní	2x100	U330076.N
modrá	Nesterilní	2x100	U330076.M
zelená	Nesterilní	2x100	U330076.Z
červená	Nesterilní	2x100	U330076.R
žlutá	Nesterilní	2x100	U330076.Y
Hnědá	Nesterilní	2x100	U330076.A
čirá	Sterilní	10x20	U331076.N
Hnědá	Sterilní	10x20	U331076.A