

Mikrozkumavka Mini Tube | SSI

Nesterilní mikrozkumavky s kulatým dnem o objemu 1,1 ml s oddělenými víčky

- Zkumavky a krabičky jsou autoklárovatelné (víčka nikoliv!)
- Volně v sáčku nebo v krabičkách formátu 96jamkové mikrotitrační destičky
- Jednotlivé nebo spojené v proužcích po 8 nebo 12 ks
- Víko krabičky s kondenzačními kroužky pro zabránění kontaminace sousedních vzorků
- Očíslované pozice na víku pro snadnou identifikaci zkumavky
- Sterilní verze krabiček a proužků v kartonovém balení vám rádi nabídneme na vyžádání

Technické parametry

Objem: bez víčka 1,2 ml, s víčkem 1,1 ml

Materiál: mikrozkumavky PP, víčka PE



Jednotlivé mikrozkumavky



Proužek po 8



Proužek po 12

Zkumavky	Balení	Katalogové číslo
Jednotlivé	1000 ks (sáček)	U260000
Jednotlivé	10 × 96 ks (krabičky)	U260100
Proužek po 8	125 proužků (sáček)	U260080
Proužek po 8	10 × 96 ks (krabičky)	U260180
Proužek po 12	80 proužků (sáček)	U260020

Proužek po 12	10 × 96 ks (krabičky)	U260120
---------------	-----------------------	---------

Víčka

Technické parametry

Balení: 960 ks v sáčku

Víčka	Balení	Katalogové číslo
Proužek po 8	120 proužků (sáček)	U260280
Proužek po 12	80 proužků (sáček)	U260220

