

Mikrozkumavka Safe-Lock | EPPENDORF

Originální kónická mikrozkumavka s plochým víčkem a stupnicí

- Víčko se zámkem zabraňuje náhodnému otevření během manipulace
- Provedení PCR clean - bez DNA, DNáz, RNáz a inhibitorů PCR
- Vynikající mechanická odolnost při centrifugaci za vysokých otáček
- Víčko se ztenčeným středem pro snadné propíchnutí

Technické parametry

Materiál: čirý PP

Maximální přetížení úhlových rotorů: 30 000 × g mikrozkumavky 0,5 a 1,5 ml 25 000 × g mikrozkumavky 2,0 ml



Mikrozkumavka Safe-Lock | EPPENDORF

Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5	500	P501905
1,5	1000	P501915
2,0	1000	P501920