

Mikrozkumavka (typ Eppendorf) FAST-LOCK

Polypropylenová kónická mikrozkumavka 1,5 ml s vylepšeným uzávěrem FAST-LOCK

- Čirá graduovaná mikrozkumavka
- Víčko FAST-LOCK díky vylepšenému ohybu lépe těsní a po uzavření mikrozkumavky se samo neotevírá

Technické parametry

Materiál:	PP
Autoklávovací teplota:	+121°C po dobu 20 min (s otevřeným víčkem)



Mikrozkumavka s uzávěrem FAST-LOCK

Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,5	1 000	S381330