

Minerální olej

Lehký bezbarvý olej pro PCR a další enzymatické reakce

CAS: 8020-83-5

- Vhodný pro překrytí PCR mixů a jiných enzymatických reakcí, zabraňuje vypařování tekutin a cross-kontaminaci vzorků

Technické parametry

Hustota: 0,84 g·cm⁻³



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	10 ml	sklo	R.HP50.1
pro molekulární biologii	15 ml	lahvička s kapátkem	R.HP50.4
pro molekulární biologii	50 ml	plast	R.HP50.2
pro molekulární biologii	250 ml	plast	R.HP50.3