

Minimixér ruční

Minimixéry k míchání a homogenizování vzorků v mikrozkuvkách

- Výkonný motorek s dlouhou životností

Technické parametry

Napájení: 3 V (2 x AA tužková baterie)



Minimixér ruční



Minimixér ruční s nasazeným mikrohomogenizátorem

Popis	Katalogové číslo
Minimixér pro mikrohomogenizátory	R974900

Příslušenství

Technické parametry

Materiál: PP

Popis	Typ	Balení	Katalogové číslo
Mikrohomogenizátory pro mikroz. 0,5 ml	Standardní	100 ks	V198005
Mikrohomogenizátory pro mikroz. 1,5 ml	Standardní	100 ks	A199001
Mikrohomogenizátory pro mikroz. 0,5 ml	RNase/DNase-free, pyrogen free	100 ks individuálně	R.CXH8.1
Mikrohomogenizátory pro mikroz. 1,5 ml	RNase/DNase-free, pyrogen free	100 ks individuálně	R.CXH9.1



Mikrohomogenizátory pro mikrozkušavky