

Miska inkubační na bloty

Opakovaně použitelné misky pro barvení a inkubaci blotů

- Stohovatelné misky z PS či PMMA s těsně přiléhajícími víčky
- Vzduchotěsné víčko účinně zabraňuje odpařování roztoku během inkubace
- Čtyři různé velikosti pro dokonalé přizpůsobení příslušné blotovací membrány
- Vhodné pro všechny standardní barvicí metody Western blotů
- Misky z PS jsou použitelné do 80 °C a misky z PMMA do 60 °C



Typ	Materiál	Rozměry (d x š)	Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
MINI	PS	91 x 66 mm	5 - 10	10	R.8862.1
MIDI	PS	117 x 89 mm	10 - 20	10	R.8870.1
MIDI-XL	PMMA	120 x 120 mm	20 - 30	1	R.8874.1
MAXI	PMMA	200 x 165 mm	30 - 60	1	R.8876.1