

Miska odpařovací kónická PTFE s výlevkou | BOLA

Chemicky inertní miska s vysokou teplotní odolností

Technické parametry

Materiál: PTFE

Teplotní rozsah: -200 °C do +250 °C



Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr vnější x vnitřní (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	37	38 x 34	1	A016901
50	41	49 x 46	1	A016902
100	54	64 x 60	1	A016903
250	62	97 x 90	1	A016904