

Miska odpařovací PTFE bez výlevky | BOLA

Chemicky inertní miska s vysokou teplotní odolností

Technické parametry

Materiál:

PTFE

Teplotní rozsah:

-200 až +250 °C



Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr vnější x vnitřní (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	27	43 x 40	1	A017001
50	25	66 x 62	1	A017002
100	29	80 x 75	1	A017003
250	56	100 x 94	1	A017004