

Miska pro práci s radioizotopy

Oranžová dvojitá miska s robustním rámečkem

- Ochrana pracovní plochy před kontaminací při rozlití radioaktivních látek
- Výrazná signální oranžová barva snadno omyvatelné spodní misky
- Antistatická průhledná vkládací miska pro jednorázové nebo opakované použití

Technické parametry

Materiál misky:	oranžově probarvený PVC
Materiál vkládací misky:	transparentní PET
Výška rámečku:	20 mm



Miska pro práci s radioizotopy

Popis	Vnější rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Miska	570 x 540	1	R528161
Miska	1130 x 540	1	R528061
Vložka	570 x 540	25	R528361
Vložka	1130 x 540	25	R528261

Misku pro práci s radioizotopy dodáváme včetně vkládací misky