

Misky Petriho pro tkáňové kultury | GREINER BIO-ONE

Sterilní, netoxické misky se speciálně upraveným povrchem

- Silné rovné dokonale opticky čiré dno, neupravovaný povrch víčka pro omezení kondenzace
- Protiskluzné zářežky pro stabilitu misek v komínku
- Nepyrogeenní, sterilizovány gama-zářením
- Ventilační výstupky pro usnadnění výměny plynů

Technické parametry

Materiál: speciálně povrchově upravený extra čistý PS



Misky Petriho pro tkáňové kultury

Průměr (mm)	Výška (mm)	Kultivační plocha (cm ²)	Balení (ks)	Katalogové číslo
60	15	21	10	K800358.1