

MLÉKO SUŠENÉ

Práškové, nízký obsah tuku, blotovací kvalita

CAS: 68514-61-4

- Nízkotučné sušené mléko vhodné zejména jako blokující činidlo v imunologických analýzách (Western blot, ELISA)
- Nevhodné pro biotin/streptavidinem mediované detekční systémy (mléko obsahuje biotin, doporučujeme proto využít spíše Albumin frakci V bez biotinu, [R 0163](#))
- Jemně práškové pro snadnou aplikaci

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
blotting grade, v prášku, s nízkým obsahem tuku	250 g	plast	R.T145.1
blotting grade, v prášku, s nízkým obsahem tuku	500 g	plast	R.T145.2
blotting grade, v prášku, s nízkým obsahem tuku	1 kg	plast	R.T145.3
blotting grade, v prášku, s nízkým obsahem tuku	5 kg	plast	R.T145.4
blotting grade, v prášku, s nízkým obsahem tuku	2,5 kg	plast	R.T145.5