

## MODŘ THIAZOLYLOVÁ

bromthiazolová modř, MTT  
K detekci apoptózy.


**CAS:** 298-93-1

**Vzorec:** C<sub>18</sub>H<sub>16</sub>BrN<sub>5</sub>S

- Pro detekci apoptózy

## Technické parametry

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Molekulová hmotnost:         | 414,33                                          |
| Zásobní roztok:              | 5 mg/ml v PBS pufru, sterilně filtrovaný, pH <5 |
| Stabilita zásobního roztoku: | cca 1 měsíc při 4°C, chráněný před světlem      |
| Pracovní koncentrace:        | 1 mg/ml                                         |
| Vitální barvení:             | test - vitalita živé buňky modro-fialově        |



| Čistota                 | Balení | Obal | Katalogové číslo |
|-------------------------|--------|------|------------------|
| min 98 %, pro biochemii | 1 g    | sklo | T 17501          |
| min 98 %, pro biochemii | 5 g    | sklo | R.4022.3         |
| min 98 %, pro biochemii | 10 g   | sklo | R.4022.2         |
| min 98 %, pro biochemii | 25 g   | sklo | R.4022.4         |