

MODŘ TRYPANOVÁ

benzamine blue


CAS: 72-57-1

Vzorec: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄

- Proteiny barvící azobarvivo používané k vitálnímu barvení (test vitality buněk) na základě své selektivní schopnosti procházet membránami poškozených buněk
- K polychromatickému barvení, např. k vizualizaci kolagenových vláken v pojivových tkáních

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	960,82
Bezp. věty (GHS):	H350
Zásobní roztok:	0,5 % v PBS nebo v 0,9% roztoku NaCl
Stabilita zásobního roztoku:	při sterilní filtraci a skladování za pokojové teploty stabilní několik měsíců (udržujte láhev těsně uzavřenou)
Vitální barvení:	test - vitalita mrtvé buňky modré



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	10 g	sklo	I 34761
pro mikroskopii	25 g	sklo	I 34762
pro mikroskopii	50 g	sklo	I 34763