

Mraznička LGex 3410 MediLine | LIEBHERR

Vysoká laboratorní mraznička exproof

- Vnější digitální ukazatel teploty
- Možnost uzamčení dvířek na klíč
- Možnost změnit stranu závěsů umožňuje uzpůsobení dle individuálních potřeb
- Optická a akustická signalizace v případě poruchy a alarm po přerušení dodávky el. energie
- Vnitřní prostor je přípustný jako prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2 dle 2014/34/EU (směrnice ATEX)
- Mezi typické produkty pro skladování patří výzkumné vzorky, činidla a laboratorní inventář, které jsou klasifikovány do třídy výbušnosti IIC a teplotní třídy T6 dle 2014/34/EU (směrnice ATEX)
- Není vhodné v lednici skladovat krev, plazmu nebo jiné tělesné tekutiny pro účely infuze
- Spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům a směrnicím EU 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2009/125/EG a 2011/65/EU

Technické parametry

Užitný objem, celkem:	284 l
Nastavitelný rozsah teploty:	-9 až -30 °C
Barva:	bílá
Materiál dveří:	ocel
Zásuvky v mrazící části:	8
Zámek:	součást vybavení
Hluk-akustický výkon:	45 dB
Spotřeba energie za rok:	478 kWh/a
Napájení:	220 - 240 V, 50 Hz
Vnější rozměry (š x v x h) :	60,1 x 61,8 x 184 cm
Hmotnost:	86 kg



Mrazák LGex 3410 MediLine

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Mrazák LGex 3410 MediLine	1	F999551