

MRSA Chromo-Agar (základ)

Pro detekci methicilin rezistentních stafylokoků

Technické parametry

pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+4 °C
Složení (na 1 litr):	78 g živin; 11 g peptonu; 1,9 chromogenní směsi; 12,5 g agaru
Aplikace:	103,4 g na 1 l agaru. Po ochlazení přidejte 2 lahvičky (10 ml) rekonstituovaného MRSA cefoxitin suplementu (R.2975.1)



S. aureus ATCC 43300 modrý, *S. aureus* ATCC 25923 a *E. coli* inhibovány

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 g	plast	R.3026.1