

MycoAlert Mycoplasma test | Lonza

Luminiscenční test pro detekci mykoplasmat

- Jednoduchá a rychlá detekce kontaminace buněčných kultur mykoplasmaty pomocí detekčního kitu
- Rychlé získání výsledků a jejich snadná interpretace
- Možnost detekce kontaminace bakteriemi *Mycoplasma*, *Acholeplasma*, *Entomoplasma* a *Spiroplasma*
- Kontrolní set obsahuje lyofilizovanou pozitivní kontrolu a testovací pufr pro rekonstituci, který slouží jako negativní kontrola
- Kontrolní set je určen pro použití s detekčním kitem MycoAlert Mycoplasma
- Při provádění testů doporučujeme vždy použít kontrolní set

Technické parametry

Detekční limit : < 50 cfu / ml

Teplota skladování: 2 až 8°C



Test	Počet testů v kitu	Katalogové číslo
MycoAlert Mycoplasma	10	D.LT07-118
MycoAlert Mycoplasma	50	D.LT07-418
MycoAlert Control Set	10	D.LT07-518